



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

CLÍNICA



feels
like
kulzer

Ofertas válidas del 1 de enero al 31 de marzo 2026
Disponibles a través de tu depósito habitual

NOVEDAD: Venus Pearl Collection Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color LIGHT
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color MEDIUM

209€ **172€**
Ref. 66100278



También disponible en
Venus Pearl PLT

También disponible en
Venus Pearl PLT



185€ **156€**
Ref. 66098267

Venus Pearl Pure Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 botella de 2 ml de iBOND Universal

*Los Kits también están disponibles en consistencia Venus Diamond.

Venus® ART

Para la estratificación policromática y maximizar la estética




Venus Pearl / Diamond

Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Los colores **ART** ofrecen la flexibilidad y versatilidad necesarias para los casos estéticos más exigentes. Para trabajar con la técnica de estratificación. **Matriz TCD patentada de Kulzer**.
- » **Colores universales (esmaltes).**
- » **Colores de dentina opacos.**
- » **Colores incisales.**
- » **Colores adicionales:** 3 Colores ultra blancos. Colores GUM* y CORE*.
- » Dos consistencias:
 - » Venus Pearl (cremosa).
 - » Venus Diamond (firme).

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,25 g.
PLT 20 x 0,20 g.

*Disponibles para Venus Pearl.

Venus Diamond Flow

Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » 12 colores y tres niveles de translucidez.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y tixotropía: ideal para clases V y III mínimamente invasivas.
- » Elevada resistencia a la flexión y bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.
- » Excelente pulido y brillo permanente que garantizan restauraciones estéticas y duraderas.



Jeringa 1,8 ml.

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,20 g.

Venus® PURE

Para la estratificación monocromática y maximizar la simplicidad

Venus Pearl / Diamond

Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Diseñado para restauraciones anteriores y posteriores.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Elevada estética y resultados predecibles.
- » Fácil de usar, reduce errores: simplifica la selección de color y material.


Matriz TCD exclusiva de Kulzer:

- » Resistencia excepcional: **Menos fracturas. Menos reparaciones.**
- » Baja contracción: **Menos caries secundarias.**
- » Libre de BPA y Bis-GMA.
- » No se pega al instrumento. Estable. Tiempo de trabajo prolongado.
- » Dos consistencias:
 - » Venus Pearl (cremosa).
 - » Venus Diamond (firme).

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,25 g.



Jeringa 4 g.



Jeringa 3 g.

NOVEDAD: Venus Diamond Flow


Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » Diseñado para restauraciones anteriores y posteriores.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y tixotropía: ideal para restauraciones de clase V y III mínimamente invasivas.
- » Elevada resistencia a la flexión. Bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.
- » Excelente pulido. Brillo duradero.

3+1
Equivale a 25% Dto.
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,20 g.



Jeringa 1,8 ml.

Venus Bulk Flow ONE

Composite bulk fill para incrementos de hasta 4 mm

- » Gracias al concepto ONE-Shade siempre se selecciona el color correcto, porque solo hay un color que se adapta a todos los tonos (A1-D4).
- » No requiere capa final adicional (puede aplicarse si se desea).
- » Ideal para restauraciones posteriores.
- » Bajo estrés de contracción, elevada resistencia a la flexión y al desgaste.
- » Radiopacidad superior de más del 250% de AL.

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,20 g.



Jeringa 2 g.

Venus

Composite híbrido fotopolimerizable

- » Resultados estéticos sencillos, rápidos y fiables.
- » Alto mimetismo.
- » Restauraciones anteriores y posteriores.

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



Jeringa 4 g. / PLT 20 x 0,25 g. / PLT 10 x 0,25 g.

Venus Flow

Composite híbrido fluido fotopolimerizable

- » Excelentes propiedades de manejo.
- » 12 colores con 3 niveles de opacidad.

5+1
Equivale a 16,7% Dto.
REPOSICIONES



Jeringa 1,8 g.



iBOND Total Etch

Grabado Total

- » Adhesivo fotopolimerizable monocomponente para la técnica de **grabado total**. 5^a generación.
- » Máxima **desensibilización**.

66039867 iBOND Total Etch Bottle Value Pack
66040094 iBOND Total Etch Bottle Refill 4ml

-20%
Dto.
REPOSICIONES 4ML



iBOND Universal

Adhesivo Universal

- » Compatible con **todas las técnicas** de adhesión e indicaciones.
- » Compatible con **todos los materiales** fotopolimerizables, autopolimerizables y de polimerización dual sin activador dual.
- » Con MDP y 4-META. Solo 10 segundos de fotocurado.

66061411 iBOND Universal Bottle Refill 1 x 4ml
66061412 iBOND Universal Bottle Value Pack 3 x 4ml
66061416 iBOND Ceramic Primer 1 x 4ml

-20%
Dto.
REPOSICIONES 4ML



- ✓ Minimiza la hipersensibilidad
- ✓ Solo 15 - 30 minutos al día
- ✓ Almacenamiento a temperatura ambiente

PRÓXIMAMENTE
KULZER VIVIDA OFFICE



Kulzer Vivida Home Kit

- » **Fórmula patentada HPS:** estabilidad, viscosidad y auto-activación mejoradas para una aplicación precisa y eficiente.
- » **Minimiza la hipersensibilidad.**
- » **Solo 15 - 30 minutos** de aplicación al día.
- » Contenido:
 - » 1 x pasta de dientes preaplicación
 - » 3 x 3 ml gel blanqueador
 - » 1 x acondicionador dental postaplicación
 - » 1 x caja para férula

-10%
Dto.

Comprando 2 unidades:



Kulzer Vivida Prophy Pen

Diseñado para ser utilizado por profesionales dentales:

- » 12 plumas de 1,4 ml de un solo uso.
- » Ideal para utilizar como parte de la profilaxis o primera experiencia de blanqueamiento en la consulta.

-25%
Dto.

Flexitime

Flexitime®

Material de impresión de precisión, tiempo de trabajo flexible

» Tú determinas el tiempo de trabajo, no el material. Combina un tiempo de trabajo flexible que varía entre 1 y 2:30 min. con un tiempo siempre corto en boca de 2:30 min.

» El proceso de fraguado se acelera cuando la cubeta se inserta en boca.

» Complemento perfecto para escaneado intraoral, especialmente en preparaciones subgingivales.



Referencia	Descripción	Contenido
40003990	Flexitime Dynamix Mono Refill	2 x 380 ml.
40003991	Flexitime Dynamix HT Refill	2 x 380 ml.
40003992	Flexitime Dynamix Putty Refill	2 x 380 ml.
40005040	Flexitime Light Flow	2 x 50 ml.
40005041	Flexitime Medium Flow	2 x 50 ml.
50034804	Flexitime Heavy Tray	2 x 50 ml.
50034806	Flexitime Correct Flow	2 x 50 ml.
50034811	Flexitime Mono Phase	2 x 50 ml.
50034802	Flexitime Easy Putty	1 x 600 ml.

-20%
DESCUENTO



Excelentes por separado
PERFECTOS JUNTOS
Flexitime + RetraXil

RetraXil®

RetraXil

Pasta de retracción


- » Garantiza un surco gingival y márgenes de preparación expuestos y sin fluidos.
- » Elevado contraste de color entre la encía y el diente para un mejor control del aclarado.
- » Cánula ultra fina para un mejor acceso al surco y a zonas interproximales.
- » **Compatible con técnicas de impresión analógicas y digitales.**

GLUMA Desensitizer

GLUMA®

Más alivio, menos dolor

- » Puede utilizarse en cualquier restauración **directa e indirecta**.
- » **Aplicación en un solo paso:** no es necesario agitar ni fotopolimerizar.
- » Compatibilidad universal.
- » **Una gota**, múltiples aplicaciones.



Referencia	Descripción	Contenido
65872354	GLUMA Desensitizer	1 x 5 ml.
66001854	GLUMA Desensitizer Single Dose	40 uds.
66018221	GLUMA Desensitizer Value Pack	3 x 5 ml.

NOVEDAD



love° it

impression unlimited°

impression unlimited° impression unlimited° impression

Flexitime unlimited

Material de impresión de precisión de última generación

45€

PRECIO RECOMENDADO

- » Compatible con todas las técnicas de impresión y todas las indicaciones.
- » Un solo material en lugar de varios: simplifica el inventario y reduce la complejidad.
- » Tiempo de trabajo flexible: 1:00 – 2:30 minutos.
- » Tiempo de fraguado intraoral fijo y rápido: 2:30 minutos.
- » Alta rigidez para una reproducción de detalles excelente y un reposicionamiento seguro.
- » Extracción sencilla: suave tanto para ti como para tus pacientes.
- » Contraste de color gris para una legibilidad óptima.
- » Úsalo como material monofásico o combínalo con material fluido, según tu preferencia.



150€

PRECIO RECOMENDADO



-25%

REPOSICIONES



-25%

REPOSICIONES

feels[®] like kulzer

Asesores Comerciales Clínica ¡Contáctanos!



Pablo Sánchez

Madrid, C. La Mancha (excepto Albacete), Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid y Cáceres
695 131 961
pablo.sanchez@kulzer-dental.com



Alberto Bárcena

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia y Soria
689 092 156
alberto.barcena@kulzer-dental.com



Geòrgia Aixalà

Cataluña y Aragón
619 347 543
georgia.aixala@kulzer-dental.com



Raquel Iglesias

C. Valenciana, Murcia, Albacete y Baleares
671 671 455
raquel.iglesias@kulzer-dental.com



Daniel Casanova

Andalucía y Badajoz
618 548 993
daniel.casanova@kulzer-dental.com



Luis de Blas

Portugal, Galicia, León y Zamora
618 548 985
luis.blas@kulzer-dental.com

Contacto Web



kulzer.es/contacto

Nota: En las ofertas 3+1, 5+1 algunos distribuidores podrían aplicar el descuento desde la primera unidad, en estos casos no se envía el producto sin cargo. Ofertas válidas para productos de la misma categoría.



 @KulzerIberia



 @KulzerIberia



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP