



OFERTAS CLÍNICA

Válidas del 1 de abril al 30 de junio 2025
Disponibles a través de tu depósito habitual



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



KULZER VIVIDA

A BEAUTIFUL SMILE
CAN BE SO EASY

NUEVO



- ✓ Minimiza la hipersensibilidad
- ✓ Solo 15 - 30 minutos al día

HOME KIT

BLANQUEAMIENTO

6% PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SUPERIOR

x5 Kulzer Vivida Home Kit

Ref. 66100140



GRATIS x1 Kulzer Vivida Prophy Pen

Ref. 66100138

Valorado PVP 91,95€



Diseñado para ofrecer resultados profesionales en la comodidad del hogar:

- » **Tratamiento respetuoso:** La fórmula patentada HPS minimiza la hipersensibilidad.
- » **Rápido:** Tiempo de tratamiento por aplicación de solo 15-30 min.
- » **Fácil aplicación:** Mejor estabilidad, viscosidad y auto activación.
- » **Cómodo:** Todo lo que el paciente necesita. Almacenamiento a temperatura ambiente (máx. 25°C).
- » **Contenido del Kit:** Pre-whitening toothpaste 50g, Gel blanqueador 3x3ml, Conditioner toothpaste 50g y Caja para férula.

Diseñado para ser utilizado por profesionales dentales:

Permite a los pacientes experimentar por primera vez la sensación del blanqueamiento dental. Ideal para su aplicación inmediata tras una limpieza profesional.

- » **Rápido:** Resultados visibles con solo 15 min.
- » **Cómodo:** Fácil aplicación con su pincel tipo bolígrafo listo para usar y sin necesidad de refrigeración.
- » **Contenido del Kit:** 12 plumas de 1,4 ml para una única aplicación.

NUEVO Venus[®]

LA BELLEZA DE PODER ELEGIR

Venus[®] PURE

La belleza de la sencillez



Venus[®] ART

La belleza de la versatilidad



¿Por qué no elegir la sencillez sin comprometer la estética?

Venus responde a su demanda para tener menor complejidad en las restauraciones directas. Por eso, hemos dividido la marca en dos categorías: el nuevo Venus Pure para aplicaciones sencillas y cotidianas. Venus Art para restauraciones altamente estéticas.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Venus[®] PURE

Para la estratificación monocromática y maximizar la simplicidad

Venus Pearl / Diamond

Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Diseñado para las restauraciones anteriores y posteriores del día a día.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Elevada estética y resultados predecibles. Fácil pulido.
- » Fácil de usar, reduce errores: simplifica la selección de color y material.

Matriz TCD patentada de Kulzer:

- » Alta resistencia a la flexión y contracción reducida.
- » Manejo eficiente: No se pega al instrumento. Estable.
- » Tiempo de trabajo prolongado.
- » Dos consistencias:
 - » Venus Pearl (cremosa).
 - » Venus Diamond (firme).



-14,30% Dto.
Equivalente a 6+1
REPOSICIONES



NOVEDAD: Venus Diamond Flow

Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » Diseñado para las restauraciones anteriores y posteriores del día a día.
- » **Solo 3 colores** (LIGHT, MEDIUM, DARK) que cubren el espectro clásico (A1 - D4). El color BLEACH complementa la gama.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y consistencia tixotrópica.
- » Mantiene su forma y posición tras la aplicación, ideal para restauraciones de clase V y clases III mínimamente invasivas.
- » Elevada resistencia a la flexión. Bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.

2+1
Equivalente a 33,30% Dto.
REPOSICIONES



Venus Bulk Flow ONE

Composite bulk fill para incrementos de hasta 4 mm

- » El primer composite bulk fluido de un solo color.
- » Gracias al concepto ONE-Shade siempre se selecciona el color correcto, porque solo hay un color que se adapta a todos los tonos (A1-D4).
- » No requiere capa final adicional (puede aplicarse si se desea).
- » Ideal para restauraciones posteriores.
- » Bajo estrés de contracción, elevada resistencia a la flexión y al desgaste.
- » Radiopacidad superior de más del 250% de AL.

4+1
Equivalente a 20% Dto.
REPOSICIONES



NOVEDAD: Venus Pearl Collection Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color LIGHT
- » 1 x 1,8 g de Venus Diamond Flow color MEDIUM

199€ **169€**
Ref. 66100278



También disponible en
Venus Pearl PLT

También disponible en
Venus Pearl PLT



179€ **144€**
Ref. 66098267

Venus Pearl Pure Kit

- » 1 x 3 g de Venus Pearl color LIGHT
- » 1 x 3 g de Venus Pearl color MEDIUM
- » 1 x 2 g de Venus Bulk Flow ONE
- » 1 botella de 2 ml de iBOND Universal

*Los Kits también están disponibles en consistencia Venus Diamond.

Venus[®] ART

Para la estratificación policromática y maximizar la estética




Venus Pearl / Diamond

Composite nanohíbrido fotopolimerizable

- » Los colores ART ofrecen la flexibilidad y versatilidad necesarias para los casos estéticos más exigentes. Para trabajar con la técnica de estratificación. Matriz TCD patentada de Kulzer.
- » **Colores universales (esmaltes).**
- » **Colores de dentina opacos.**
- » **Colores incisales.**
- » **Colores adicionales:** 3 Colores ultra blancos. Colores GUM* y CORE*.
- » Dos consistencias:
 - » Venus Pearl (cremosa).
 - » Venus Diamond (firme).

-14,30% Dto.
Equivale a 6+1
REPOSICIONES



PLT 20 x 0,25 g.

PLT 20 x 0,20 g.

*Disponibles para Venus Pearl.

Venus Diamond Flow

Composite nanohíbrido fluido fotopolimerizable

- » 12 colores y tres niveles de translucidez.
- » Muy versátil gracias a sus propiedades de fluidez y consistencia tixotrópica.
- » Mantiene su forma y posición tras la aplicación, es ideal para clases V.
- » Elevada resistencia a la flexión y bajo estrés de contracción.
- » Elevada radiopacidad.
- » Excelente pulido y brillo permanente que garantizan restauraciones estéticas y duraderas.



PLT 20 x 0,20 g.

Venus

Composite híbrido fotopolimerizable

- » Resultados estéticos sencillos, rápidos y fiables.
- » Alto mimetismo.
- » Restauraciones anteriores y posteriores.

-14,30% Dto.
Equivalente a 6+1
REPOSICIONES



Jeringa 4 g. / PLT 20 x 0,25 g. / PLT 10 x 0,25 g

Venus Flow

Composite híbrido fluido fotopolimerizable

- » Excelentes propiedades de manejo.
- » 12 colores con 3 niveles de opacidad.

-14,30% Dto.
Equivalente a 6+1
REPOSICIONES



Jeringa 1,8 g.

Pulidor Venus Supra

Brillo elevado y duradero

- » Sistema de dos pasos: pre-pulido y pulidores de alto brillo.
- » Fabricado en silicona con elevada carga de polvo de diamante micro fino.
- » Autoclavable y reutilizable.
- » Sin necesidad de usar pasta de pulido.
- » Formas: Twist brush, twist disc, copa, llama y llama grande.
- » Disponible en reposiciones individuales e Intro Kit.



iBOND Total Etch

Grabado Total

- » Adhesivo fotopolimerizable monocomponente para la técnica de **grabado total**. 5ª generación.
- » Máxima **desensibilización**.

66039867 iBOND Total Etch Bottle Value Pack

66040094 iBOND Total Etch Bottle Refill 4ml



iBOND Universal

Adhesivo Universal

- » Compatible con **todas las técnicas** de adhesión e indicaciones.
- » Compatible con **todos los materiales** fotopolimerizables, autopolimerizables y de polimerización dual sin activador dual.
- » Con MDP y 4-META. Solo 10 segundos de fotocurado.

66061411 iBOND Universal Bottle Refill 1 x 4ml

66061412 iBOND Universal Bottle Value Pack 3 x 4ml

66061416 iBOND Ceramic Primer 1 x 4ml



Flexitime

Material de impresión de precisión, tiempo de trabajo flexible

- » Tú determinas el tiempo de trabajo, no el material. Combina un tiempo de trabajo flexible que varía entre 1 y 2:30 min. con un tiempo siempre corto en boca de 2:30 min.
- » El proceso de fraguado se acelera cuando la cubeta se inserta en boca.
- » Complemento perfecto para escaneado intraoral, especialmente en preparaciones subgingivales.

Referencia	Descripción	Contenido
40003990	Flexitime Dynamix Mono Refill	2 x 380 ml.
40003991	Flexitime Dynamix HT Refill	2 x 380 ml.
40003992	Flexitime Dynamix Putty Refill	2 x 380 ml.
40005040	Flexitime Light Flow	2 x 50 ml.
40005041	Flexitime Medium Flow	2 x 50 ml.
50034804	Flexitime Heavy Tray	2 x 50 ml.
50034806	Flexitime Correct Flow	2 x 50 ml.
50034811	Flexitime Mono Phase	2 x 50 ml.
50034802	Flexitime Easy Putty	1 x 600 ml.



**-16,70%
DESCUENTO**



Excelentes por separado
PERFECTOS JUNTOS
Flexitime
+ RetraXil



Referencia	Descripción	Contenido
66098180	Retraxil Starter Pack	4 x 1 g.
66098179	Retraxil Value Pack	20 x 1 g.

RetraXil®

RetraXil

Pasta de retracción

- » Garantiza un surco gingival y márgenes de preparación expuestos y sin fluidos.
- » Elevado contraste de color entre la encía y el diente para un mejor control del aclarado.
- » Cánula ultra fina para un mejor acceso al surco y a zonas interproximales.
- » Compatible con técnicas de impresión analógicas y digitales.

GLUMA Desensitizer

Más alivio, menos dolor

- » Puede utilizarse en cualquier restauración **directa** e **indirecta**.
- » **Aplicación en un solo paso:** no es necesario agitar ni fotopolimerizar.
- » Compatibilidad universal.
- » **Una gota,** múltiples aplicaciones.

Referencia	Descripción	Contenido
65872354	GLUMA Desensitizer	1 x 5 ml.
66001854	GLUMA Desensitizer Single Dose	40 uds.
66018221	GLUMA Desensitizer Value Pack	3 x 5 ml.



GLUMA®

Asesores Comerciales Clínica ¡Contáctanos!



Jesús Peña - Responsable Regional de Ventas
Asturias, Cantabria y C. León (excepto Burgos)
699 724 691
jesus.pena@kulzer-dental.com



Pablo Sánchez
Madrid y C. La Mancha
695 131 961
pablo.sanchez@kulzer-dental.com



Alberto Bárcena
País Vasco, Navarra, La Rioja y Burgos
689 092 156
alberto.barcena@kulzer-dental.com



Geòrgia Aixalà
Cataluña y Aragón
619 347 543
georgia.aixala@kulzer-dental.com



Raquel Iglesias
C. Valenciana y Murcia
671 671 455
raquel.iglesias@kulzer-dental.com




Daniel Casanova
Andalucía y Extremadura
618 548 993
daniel.casanova@kulzer-dental.com



Luis de Blas
Portugal y Galicia
618 548 985
luis.blas@kulzer-dental.com

Contacto Web



kulzer.es/contacto

Nota: En las ofertas 2+1, 4+1, 6+1 algunos distribuidores podrían aplicar el descuento desde la primera unidad, en estos casos no se envía el producto sin cargo. Ofertas válidas para productos de la misma categoría.



@KulzerIberia



@KulzerIberia



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP