



**AVADER  
DENTAL**



# Stonic

¡¡ FRAGUADO RÁPIDO,  
PRECISIÓN GARANTIZADA!!

## ¡Nuevo lanzamiento en MADESPA DENTAL!

**STONIC** ha llegado para revolucionar tu forma de trabajar con yeso sin renunciar a resultados profesionales.

· Características que marcan la diferencia:

- Mezcla limpia y rápida – Olvídate del polvo y la suciedad en tu clínica
- Sin necesidad de equipo especial – Adiós a la vibración y al mezclado al vacío gracias a su fórmula única.
- Resultados en una sola sesión – Mejora la experiencia de tu paciente
- Fácil de usar – Solo añade el activador y agita
- Versátil – Ideal para férulas, protectores y moldes clínicos

Porque tu tiempo vale oro, y tus resultados también. **Fraguado en solo 8-12 minutos!!!**

Gracias a su textura suave y fluida permite un vaciado sin esfuerzo

STONIC es una solución práctica para clínicas modernas que buscan optimizar su tiempo y elevar la calidad de sus trabajos.

### PROPIEDADES:

- Proporción de mezcla: 32 ml/130 g.
- Tiempo de mezcla manual: 15" - 30"
- Tiempo de trabajo: 4'
- Tiempo de fraguado (Vicat): 8' - 12'
- Expansión de fraguado (2h): <0.25%
- Resistencia a la compresión (1h): 25-35 MPa
- Tiempo de extracción: 15'
- Color: Blanco



### Yeso tipo III especial para:

- Todas las situaciones habituales de la clase III.
- Creación de moldes de yeso.
- Fabricación de férulas blanqueadoras o de estabilización.
- Creación de protectores bucales y férulas nocturnas.

### Características y beneficios:

- Sistema de mezcla único, rápido, fácil y limpio.
- Fraguado rápido en 10 minutos.
- Textura suave y resistente
- Fórmula única que permite crear moldes sin burbujas y sin necesidad de mesa vibratoria.
- Listo para usar: produce moldes sin necesidad de equipo de laboratorio especializado