# **Promociones Kerr** Iberia

1 Octubre - 31 Diciembre 2026

NEW!

## Demi™ Pro

La Luz que se *Adapta* a ti




Kerr™


RESTAURADORA P. 2 - 11

ENDODONCIA P. 12-14

PROFILAXIS/ CONTROL INFECCIÓN P. 15

# Vertise™ Flow

## Composite Fluido Autoadhesivo




### Procedimiento Vertise™ Flow

La revolución de un solo paso "Grabado, adhesión y obturación"

**Aplicar y frotar**

**Fotopolimerizar**

**Obturación final y fotopolimerizar**

**Reduce pasos y ahorra tiempo en el sillón**

**El material restaurador ideal para pacientes pediátricos**

**Minimiza el riesgo de sensibilidad postoperatoria**

### **Eficiencia** sin Concesiones

Vertise™ Flow simplifica considerablemente tus procedimientos restauradores directos al incorporar un agente adhesivo al composite fluido. Al eliminar la necesidad de un paso de adhesión independiente, reduces significativamente el tiempo en consulta y minimizas la sensibilidad a la técnica, garantizando un flujo de trabajo eficiente y fiable en cada restauración.

Vertise Flow — Reposiciones
2 x 2 g Jeringas, 20 Cepillos aplicadores, 20 puntas

P.V.P. recomendado ~~103,55€~~

**Oferta 67€**

# Harmonize™

## Composite Universal con Tecnlogía ART

Restauraciones naturales, gracias a sus nanopartículas y la tecnología ART.




Disponible en:
Esmalte: 16 colores (escala VITA), 1 XL
Dentina: 7 colores, 1 XL2
Incisal: 5 incisales translucidos
Jeringa 4g
Harmonize Jeringa

P.V.P. recomendado ~~87,60€~~

**Oferta**
4 jeringas Harmonize +
1 OptiBond Universal 360



**275€**

# Reinventando la Restauración Directa: Vertise Flow y bulk fill




**Dr. Ayman Mohamed** - Dentista en Hikma Medical Center

La odontología adhesiva ha revolucionado los procedimientos restauradores, promoviendo restauraciones conservadoras y altamente estéticas. Entre las últimas innovaciones, Vertise Flow de Kerr destaca como un composite fluido autoadhesivo que simplifica el proceso de restauración eliminando la necesidad de un agente adhesivo por separado. Esta innovación no solo agiliza el flujo de trabajo clínico, sino que también garantiza una adhesión confiable, lo que lleva a restauraciones duraderas y estéticas. La exclusiva fórmula de Vertise Flow integra los beneficios de un composite fluido y los de un agente adhesivo, reduciendo el tiempo en el sillón, mejorando la eficiencia. Los clínicos pueden lograr una excelente adaptación marginal y un rendimiento a largo plazo, por lo que es una opción ideal para una variedad de escenarios clínicos.
El siguiente caso clínico muestra el uso Vertise Flow en combinación con el composite SimpliShade Bulk Fill.

**Presentación del caso**

Paciente de 26 años con lesiones cariosas que afectan las superficies oclusales y proximales de los primeros premolares de la parte superior derecha. El objetivo del tratamiento era eliminar la caries de forma conservadora y restaurar los dientes utilizando un protocolo adhesivo simplificado manteniendo altos estándares estéticos y funcionales.



**Fig. 1 -** Vista oclusal preoperatoria que muestra la decoloración y el contorno anatómico que sugiere caries proximal entre el primer premolar y el segundo premolar.

## Sobre Dr. Ayman Mohamed



El Dr. Ayman Mohamed tiene una amplia experiencia en restauraciones adhesivas y estéticas.
Su especialidad son restauraciones anteriores y posteriores, con un fuerte enfoque en la precisión, la estética natural y la función a largo plazo. El Dr Ayman es un ponente internacional que comparte activamente su experiencia clínica y pasión por el arte en restauraciones con composite a través de conferencias, talleres y capacitación práctica. Está comprometido en la adopción de materiales innovadores y protocolos mínimamente invasivos para ofrecer resultados de alta calidad y aspecto natural para sus pacientes.

**Pasos clínicos**

- Aislar con dique de goma.
- Preparción conservadora de la cavidad
- Aplicación del detector de caries.
- Colocación de la matriz y la cuña
- Aplicación de Vertise Flow
- Colocación del composite Bulk Fill
- Fotopolimerización
- Acabado y Pulido



**Fig. 2 -** El aislamiento con dique de goma se realizó con soft clamp colocado en el primer molar debido a la presencia de una corona. Se usó una cuña para lograr una separación de dientes adecuada y para ayudar a proteger el tejido interproximal antes de la preparación de la cavidad proximal.



**Fig. 3 -** Acceso a la cavidad inicial que muestra lesiones cariosas proximales claramente visibles en la superficie distal de la primera superficie premolar y mesial del segundo premolar.



**Fig. 4 -** Aplicación de un detector de caries en la cavidad para garantizar la eliminación completa de la dentina infectada. La tinción indica tejido cariado restante en la superficie mesial del segundo premolar.





**Fig. 5-6 -** Vista oclusal después de la preparación de la cavidad. La eliminación parcial de caries se realizó en la superficie mesial del segundo premolar.



**Fig. 7 -** Banda de matriz seccional, cuña y anillo de separación colocado para garantizar una adaptación adecuada y un firme sellado en el primer premolar. La cinta de teflón se usó en el segundo premolar para preservar el espacio de la cavidad y evitar la interferencia durante la restauración del diente adyacente.




**Fig. 8 -** Aplicación de Vertise Flow (Kerr) como revestimiento fluido autoadhesivo en el suelo cavitario del primer premolar. El material se colocó directamente sin grabado ni adhesión previos, lo que simplificó el protocolo adhesivo y mejoró la eficiencia clínica.



**Fig. 9 -** Se colocó el composite Simplishade Bulk Fill (Kerr) antes del acabado y pulido. Se utilizó OptiBond Universal (Kerr) con técnica de autograbado para garantizar una adhesión fiable y simplificar el proceso de adhesión.



**Fig. 10 -** Segundo premolar tras la colocación del anillo separador y la banda de matriz seccional transparente Adapt. La matriz proporciona una excelente adaptación y visibilidad, asegurando un contorno y contacto adecuados durante la restauración.




**Fig. 11 -** Aplicación de Vertise Flow (Kerr) como revestimiento de composite fluido autoadhesivo en el suelo cavitario del segundo premolar. El material se colocó directamente sin grabado ni adhesión previos, lo que permitió un protocolo adhesivo simplificado y eficiente.



**Fig. 12 -** Se construyó la pared proximal con composite SimpliShade Bulk Fill (Kerr) en el segundo premolar. Este paso restaura el contorno y facilita la estratificación de la porción oclusal restante con una precisión anatómica óptima.



**Fig. 13 -** Restauración final tras el acabado y pulido, que muestra una anatomía oclusal bien integrada y una integración superficial uniforme. Foto tomada antes de revisar las protuberancias y el ajuste oclusal.



**Fig. 14 -** Vista postoperatoria que muestra el marcado oclusal con papel de articular para evaluar los puntos de contacto. Los ajustes finales garantizarán una oclusión equilibrada y la comodidad del paciente tras las restauraciones de composite.




**Fig. 15 -** Radiografía de aleta de mordida preoperatoria que muestra caries proximal radiolúcida entre el primer y segundo premolar, confirmando el diagnóstico clínico y el plan de tratamiento.




**Fig. 16 -** Radiografía de aleta de mordida postoperatoria que muestra restauraciones compuestas proximales bien adaptadas en el primer y segundo premolares, con contacto adecuado y sellado marginal.

### Consejos clínicos y conclusiones clave

- Utilice siempre un dique de goma aislante al trabajar con materiales adhesivos.
- Aplique Vertise Flow en una capa fina y controlada para una máxima adaptación.
- Fotopolimerice en profundidad los composites bulk fill según las recomendaciones del fabricante.
- Priorice la correcta colocación de la matriz para lograr contactos proximales naturales.
- El acabado y el pulido mejoran la estética y optimizan el éxito a largo plazo.

## Discusión

Los composites fluidos autoadhesivos representan una evolución práctica en la odontología adhesiva. En comparación con los sistemas adhesivos tradicionales de varios pasos (grabado y enjuague o autograbado), los composites autoadhesivos reducen el error del operador al minimizar el número de pasos necesarios. Vertise Flow, con tecnología GPDM, logra una unión micromecánica y química, mejorando la resistencia de la adhesión tanto al esmalte como a la dentina. La combinación de liners autoadhesivos con composites bulk-fill optimiza la eficiencia clínica sin comprometer la estética ni la función.

## Conclusión

La integración de Vertise Flow como revestimiento autoadhesivo, seguida del uso de SimpliShade Bulk Fill, proporcionó una solución eficiente, predecible y altamente estética para la restauración directa de dientes posteriores. Este enfoque minimizó los pasos del procedimiento sin comprometer la resistencia de la adhesión, los resultados funcionales ni los estéticos.

*MKT-25-0623 Rev-0*

*Aviso legal: El Dr. Ayman Mohamed es consultor de Kerr. Las opiniones y la técnica expresadas en este artículo se basan en la experiencia del Dr. Ayman Mohamed. Kerr es un fabricante de dispositivos médicos y no ofrece asesoramiento médico. Los profesionales clínicos deben usar su propio criterio profesional al tratar a sus pacientes.*
*Todas las marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.*

# SimpliShade™ Bulk Fill Flow

Composite Bulk-fill Fluido Universal



## Ahorra tiempo

Simplifica tu flujo de trabajo con un solo paso para fotopolimerizar hasta 4 mm, antes de añadir una capa de recubrimiento

37217 Jeringa 2x2g

P.V.P. recomendado ~~68,31€~~

Oferta 45€

37218 Unidose (20 monodosis x 0.25g)

P.V.P. recomendado ~~90,56€~~

Oferta 65€

# SimpliShade™ Bulk Fill

Composite Bulk-fill Universal
Simplifica con **1** tono y **1** paso



## Propiedades de manejo

Tecnología de respuesta reológica adaptativa que reduce la viscosidad durante la manipulación para facilitar el modelado y la creación de la anatomía

37211 Jeringa x 4g

P.V.P. recomendado ~~68,31€~~

Oferta 45€

37212 Unidose (20 monodosis x 0.25g)

P.V.P. recomendado ~~90,56€~~

Oferta 65€

# SimpliShade™

## Composite Universal Simplificado

Universal, para todas las clases de cavidades







SimpliShade Jeringa 4g

P.V.P. recomendado ~~65,94€~~

Oferta 45€

SimpliShade Unidose 10 unidades

P.V.P. recomendado ~~52,74€~~

Oferta 40€

SimpliShade Unidose 20 unidades

P.V.P. recomendado ~~79,14€~~

Oferta 60€

# OptiBond™ Universal 360

## Adhesivo Universal de un Solo Componente

**Con OptiBond Universal 360, puedes simplificar el proceso de adhesión. Esto es lo que puedes esperar si lo incorporas a tu clínica dental.**




**100%**

**de los dentistas coinciden en que OptiBond Universal 360 funcionó según sus expectativas.**

### Diseño de la botella mejorado

Gracias al nuevo diseño ergonómico de la botella, solo necesitarás una mano para abrir, dispensar y cerrar. Además, puedes usar el gotero para dispensar un tamaño de gota preciso en cada aplicación, sin preocuparte por goteos antes y después. Esto genera menos desperdicio y más eficiencia.

### Resistencia adhesiva excepcional

OptiBond Universal 360 ofrece resultados de resistencia adhesiva iguales o superiores en combinación con los cementos Kerr y los principales competidores, incluso en modo de fraguado sin luz (dark cure), sin productos auxiliares.

### Fácil almacenamiento

Guarda OptiBond Universal 360 a temperatura ambiente. A diferencia de otros agentes adhesivos, no requiere refrigeración.

36822 OptiBond Universal 360 - Bottle Refi ll
Contenido: 1 botella OptiBond Universal 360 de 5ml

P.V.P. recomendado ~~135,65€~~

**Oferta 105€**

## OptiBond™ Gel Etchant

### Ácido fosfórico en gel 37.5%

Diseñado para el grabado de dentina y esmalte, el color púrpura intenso del OptiBond Gel Etchant proporciona una excelente visibilidad durante su aplicación.
Su viscosidad mantiene su estabilidad evitando el escurrimiento y separación.
Se elimina con facilidad enjuagando con agua, logrando una remoción completa con un esfuerzo mínimo, y ofrece además la precisión y el control asociados a su dispensación mediante jeringa




34632
Gel Etchant Economy Pack - Jeringa 30 g , 2 jeringas intraoral vacías, 30 puntas

P.V.P. recomendado ~~94,99€~~

**Oferta 53€**

Kerr™

NEW!

# Demi™ Pro

## La Luz que se *Adapta* a ti

**Comodidad durante todo el día**
Reduce la fatiga gracias a su diseño ligero y ergonómico.

**Fácil Acceso**
Llega a todos los ángulos gracias a su exclusiva punta giratoria de 360° y diseño compacto.

**Polimerización profunda**
Ofrece un rendimiento de polimerización constante en condiciones reales de trabajo, gracias a su salida colimada y un perfil de haz optimizado.

**Seguridad**
sobrecalentamiento con la tecnología patentada PLS (Periodic Level Shift) y un radiómetro integrado.

**Punta transiluminación**
Una potente herramienta para facilitar la visualización intraoral, el diagnóstio y la planificación del tratamiento*.

* Se vende por separado

**Escanea para Descubrir más**




Oferta 1.275€

# Maxcem Elite™

## Cemento de Resina Universal


Cemento de resina autoadhesivo y autograbante para restauraciones indirectas




Reposiciones
2 Jeringas Automix x 5g + puntas
34058 Clear
34059 White
34060 Opaque
34061 Yellow

P.V.P. recomendado ~~160,00€~~

**Oferta 90€**





## Resistencia adhesiva a esmalte y dentina

Maxcem Elite™ incluye el mismo monómero adhesivo utilizado en la familia de adhesivos OptiBond de Kerr. La matriz de resina y los sistemas de relleno optimizados mejoran la humectabilidad, lo que resulta en una mayor adhesión a la dentina.

## Sin cambio de color para una mejor estética

El cambio de color en Maxcem Elite es imperceptible, en comparación con los sistemas que contienen aminas terciarias.

La estabilidad del color a lo largo del tiempo es superior a la de los principales cementos de resina autoadhesivos o adhesivos.







34055 Kit estándar
5 jeringas x 5 g (2 x Clear, 1 x White, 1 x White opaque, 1 x Yellow) + puntas

P.V.P. recomendado ~~316,00€~~

**Oferta 160€**

| Tipo de disco | Indicado para | Anterior Superficie convexa o plana | Posterior Superficie convexa o plana | Zona interproximal |
|---|---|---|---|---|
| Extragrueso<br>C x 80 | **Desbastado y contorneado**<br>Para ajustar la forma geométrica primaria. |  |  | |
| Grueso/Medio<br>C x 100 | **Acabado**<br>Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria. |  |  | |
| Fino<br>C x 100 | **Pulido**<br>Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm. |  |  | |
| Extrafino<br>C x 100 | **Pulido con brillo elevado**<br>Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm. |  |  |  |




4188 - Optidisc Minikit
ø 12.6 mm: 30 x Extra-grueso, 30 x Grueso, 30 x Fino, 30 x Extra-fino, 1 mandril estándar, 1 mandril corto, 1 OptiShine

P.V.P. recomendado ~~62,58€~~

**Oferta 40€**




Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado ~~40,55€~~

**Oferta 24€**

# Cleanic™ in Tube

Pasta un solo paso para limpieza y pulido




Fragmentación de las partículas de Perlita




**Variabilidad integrada de la abrasión**
Las partículas de perlita volcánica (sílice natural) adaptan su nivel de abrasividad a lo largo del procedimiento.

**Limpieza**
Cuando Cleanic se aplica por primera vez sobre la superficie dental, actúa como una pasta de abrasión gruesa. En esta fase, la capacidad de limpieza de Cleanic alcanza su máxima eficacia.

**Pulido**
Bajo presión y en cuestión de segundos, las partículas abrasivas se fragmentan y sus bordes de corte se redondean, volviéndose menos agresivos. En este momento, la pasta se vuelve eficaz para lograr un pulido de alto brillo.

Sin glúten ni lactosa

Tubo x 100 g
3380 Cleanic Menta
3382 Cleanic Manzana
3183 Cleanic Menta sin Flúor
3384 Cleanic Light
3386 Cleanic Frutas del Bosque

P.V.P. recomendado ~~31,22€~~

**Oferta 17€**

# K-Files™

## Limas Manuales

Las limas K-Files pueden superar obstrucciones con facilidad. Están diseñadas para ofrecer una sensación táctil suave durante la instrumentación

C x 6

P.V.P. recomendado ~~12,62€~~




**Oferta** 9€/unidad, comprando 6

# ZenFlex™

## Resistencia Máxima. Mínimamente Invasiva.

Con un equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad, ZenFlex permite alcanzar la longitud de trabajo completa con un riesgo reducido de fractura y preservando una mayor integridad de los dientes.

C x 6

P.V.P. recomendado ~~50,07€~~




**Oferta** 145€
4 cajas de limas ZenFlex
+ 1 caja guttapercha ZenFlex

# ZenFlex Gutta

Los procedimientos de instrumentación están a punto de volverse aún más sencillos. Presentamos nuestra nueva gutapercha ZenFlex, fácil de usar y diseñada para adaptarse a los distintos tamaños de puntas de limas NiTi ZenFlex y a los diversos procedimientos de conductos radiculares.

- Puntas que se adaptan a los conductos instrumentados con limas NiTi ZenFlex
- Aplicación sin preocupaciones, sin látex de caucho natural
- Excelente adaptación a una amplia variedad de profundidades de conductos

C x 50

P.V.P. recomendado 25,50€




# WEBINAR EN DIRECTO

13 Noviembre 2026 | 14.00 - 15.00 CET

El próximo 13 de Noviembre, únete a la webinar en directo impartida por la Dra Kreena Patel

## Interpretando las fisuras: un enfoque endodóntico moderno



SPEAKER
Dra KREENA PATEL

¿No puedes asistir en directo?

Regístrate igualmente para recibir el acceso a la grabación en diferido después de la sesión.

REGISTRO GRATUITO. RESERVA TU PLAZA YA

ESCANEAR PARA REGISTRO

Kerr PROFESSIONAL EDUCATION





Equilibrio perfecto entre durabilidad y alta eficiencia de corte.
ZenFlex ONE brinda mayor confianza y un acabado suave en el que confiar.

**Alta eficiencia de corte**

**Mínimamente Invasiva**

**Resistencia Excepcional**

**Puntas de Gutta Percha y Papel Compatibles**



Limas reciprocantes NiTi ZenFlexONE
C x 3

P.V.P. recomendado ~~50,00€~~

Oferta 37€

Puntas Gutta Percha ZenFlex ONE
C x 50

P.V.P. recomendado ~~25,50€~~

Oferta 20€

Puntas de Papel ZenFlex ONE 06
C x 100


P.V.P. recomendado ~~22,00€~~

Oferta 18€

# elements™ IC

## Sistema de Obturación inalámbrico

El sistema de obturación endodóntica elements™ IC ha sido galardonado con el premio **Dental Advisor Top Award 2026** por **décimo año consecutivo**.
Este reconocimiento destaca una década de rendimiento fiable, excelencia clínica y resultados consistentes en obturación endodóntica.




- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y equilibrado
- Carga completa de las baterías en menos de 3 horas
- Carga Inductiva: SIN CONECTORES ELÉCTRICOS entre las piezas de mano y la base
- Obturación 3D del conducto radicular de alta calidad
- Reducción del tiempo de inactividad gracias a una extrusión acelerada
  Regula con precisión la velocidad de salida de la gutapercha desde el cartucho

973-0600-TYPEF

**Oferta**
Consulte oferta al promotor Kerr de su zona
*Ver página 16*

# Elements™ Gutta Percha Cartridges

Guttapercha en cartuchos compatibles con elements IC y elementsfree.
Capacidad para rellenar hasta 4 conductos.
Eficaz conducción del calor.



C x 10

| | |
|---|---|
| 972-2501 | Viscosidad Baja 25G |
| 972-2500 | Viscosidad Media 23G |
| 972-2502 | Viscosidad Alta 23G |

P.V.P. recomendado ~~93,57€~~

**Oferta** 69€




# CaviWipes™ y CaviCide™

## Desinfectantes de superficies

### Desinfectantes listos para usar

CaviWipes y CaviCide están diseñados para su uso en superficies duras y no porosas de productos sanitarios no invasivos en consultas dentales, incluidas las zonas de atención al paciente y los laboratorios.

### Características y beneficios

**Limpieza superior**
Las toallitas, con una textura única, eliminan la suciedad y los residuos durante el proceso de desinfección, lo que ayuda a mantener un entorno clínico visiblemente limpio. Su mayor capacidad de retención de líquido ayuda a mantener las toallitas impregnadas, evitando que se sequen cuando se almacenan de acuerdo con las instrucciones de uso.

**Afirmaciones de eficacia clínicamente relevantes**
Bactericida, virucida, fungicida, tuberculocida y levaduricida. Elimina los organismos que suponen una amenaza en el entorno actual, incluido el SARS-CoV-2.

**Ahorra tiempo y recursos**
Limpiador y desinfectante en un solo producto.
Elimina la mayoría de los patógenos en 3 minutos o menos[1]: reduce los tiempos de procesamiento y ayuda a disminuir el riesgo de contaminación cruzada.

**Bajo contenido en alcohol**
Contiene menos del 20 % de alcohol, lo que garantiza una excelente compatibilidad con la mayoría de los productos y equipos que se utilizan en las clínicas dentales.*

**Envase práctico**
Listo para usar, no requiere dilución ni mezcla: ofrece una prevención flexible de infecciones al alcance de la mano. Disponible en formato plano: menos envases que tirar.

4731223
CaviCide Bidón 5l

P.V.P. recomendado ~~61,69€~~

Oferta 46€

4731160
CaviWipes 12 Botes x 160 toallitas húmedas (15,24 x 17,15 cm)

P.V.P. recomendado 123,64€

0,064€/toallita

1. Consulte la lista de organismos para conocer el tiempo de aplicación adecuado
* https://www.metrex.com/en-us/material-compatibility Consulte las instrucciones de uso del equipo en su región para conocer la compatibilidad de los materiales.

# WEBINAR EN VIVO GRATUITO

REGISTRO GRATUITO.
REGÍSTRATE AHORA

21 Octubre 2026 | 19.00 - 20.00 CET

## Keep It Simple: preparación moderna de conductos radiculares con un sistema de lima única



La simplificación de los protocolos endodónticos es una de las principales tendencias en la práctica clínica actual. En este webinar, los participantes descubrirán cómo los sistemas de lima única están transformando la preparación de conductos radiculares, permitiendo tratamientos más eficientes, seguros y predecibles, sin comprometer la calidad clínica.

A través de una visión práctica y basada en la evidencia, se abordarán los principios de la conformación moderna utilizando ZenFlex One, con especial atención a la selección de casos, la instrumentación segura, la preservación de la estructura dental, la irrigación eficaz y la obtención de resultados clínicos consistentes.

Una oportunidad para conocer cómo integrar protocolos simplificados en la práctica diaria, optimizando el flujo de trabajo y manteniendo el máximo respeto por la anatomía original del conducto radicular.

PONENTE
Prof SIMÓN PEDANO

ESCANEAR
PARA REGISTRO

Kerr PROFESSIONAL EDUCATION

## Equipo Kerr Iberia

**Carlos López**
Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com
**Anabela Gens**
KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com
**Mercedes Hurtado**
Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com
**Eva Olivé**
Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

## Sales Rep España

**Ció Mateu**
Telesales
Almería, Cuenca, Palencia, Teruel, Zamora,
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com
**Joana Barquín**
Cataluña, Baleares, Huesca y Zaragoza
Tel. +34 638928338
joanna.barquin@envistaco.com
**Juan Carlos Yañez**
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com
**Gabriel Bassy**
Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca), Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com
**Oscar Rodríguez**
Andalucía (excepto Almería), Extremadura, Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com
**Vicente S. Olmos**
Comunidad Valenciana, Murcia
vicente.olmos@envistaco.com

## Sales Rep Portugal

**Mário Andrade**
Norte de Portugal, Madeira y Açores
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com
**Marta Bastos**
Centro y Sur de Portugal
Tel. +351 913340621
marta.bastos@envistaco.com

@kerrdentalspain | Kerr Dental Spain | Kerr Dental Spain | @kerrdentalportugal | Kerr Dental Portugal | Kerr Dental Portugal

DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |
**+34 932452982 | www. kerrdental.com**

MKT-26-1284 Rev 0 Kerr Dental

Kerr